

Reiniging en sterilisatie van instrumentarium

Niet-kritisch instrumentarium

komt alleen in aanraking met intacte huid. Voorbeelden: de reflexhamer, de stethoscoop en de verbandschaar. *Reinigen en drogen na gebruik is voldoende.*

Semi-kritisch instrumentarium

bestaat uit materialen en instrumenten die bij gebruik in contact komen met slijmvliezen of niet-intacte huid. Voorbeelden zijn: een keelspiegel en een neusspeculum. *Na reiniging moet dit instrumentarium gedesinfecteerd worden.*

Kritisch instrumentarium

bestaat uit materialen en instrumenten die in contact komen met steriele lichaamsholten of steriel weefsel. Voorbeelden zijn: instrumenten voor kleine chirurgische ingrepen, een naaldvoerder, een scherpe lepel, oogboortjes en een uterussonde. *Dit instrumentarium moet gesteriliseerd worden.*

Speculum

Een speculum behoort soms tot het semi-kritische instrumentarium en soms tot het kritisch. Omdat het in verschillende situaties gebruikt wordt, is sterilisatie altijd nodig. Bij voorkeur verpakt bewaren.